

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Министерство здравоохранения
Тверской области
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Тверской области

**Детская областная
клиническая больница**

ГБУЗ ДОКБ

наб. Степана Разина, 23, г. Тверь, 170100
тел./факс (4822) 34-41-64
E-mail: guz_dokb@mail.ru
http://www.dokb.tver.ru
ОГРН 1026900546980,,
ИНН 6905005976, КПП 695001001

Генеральному директору
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»
Сафонову Н.В.
От зав ОАР№1 ГБУЗ ДОКБ
Жуковой О.П.

ОТЗЫВ

на аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнении MV350 по ТУ 32.50.21-020-32119398-2020 Комплектация К1.22

Аппарат искусственной вентиляции легких **Zisline MV350** производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Российская федерация, использовался в период с 07.02.23г по 07.03.23г в отделении анестезиологии и реанимации №1 ГБУЗ Детская областная клиническая больница. За 1 месяц клинического использования аппарата ИВЛ **Zisline MV350** была проведена искусственная вентиляция легких у 2 новорожденных с врожденной пневмонией в отделении анестезиологии и реанимации №1.

Инсталляция и техническая настройка данного оборудования потребовали минимум времени. Использовались такие режимы вентиляции, как SIMV/PC, PCV/VG, HFO2.

Преимущества:

Компактный размер, относительно небольшой вес, возможности складывать монитор при хранении.

Многофункциональность, позволяющая использовать данный аппарат не только у недоношенных с экстремально- и низкой массой тела, но и у детей старше 1 месяца.

Наличие всех необходимых инвазивных и неинвазивных режимов респираторной терапии, включая высокопоточную оксигенотерапию.

Возможность автоматического подбора времени вдоха

Встроенный генератор потока, благодаря чему аппарат не зависит от источника сжатого воздуха

Прибор имеет встроенную батарею, обеспечивающую работу до 4 часов

Отмечается практически бесшумная работа аппарата ИВЛ, что достаточно важно в формировании лечебно-охранительного режима отделения анестезиологии и реанимации новорожденных.

Недостатки: Непривычный и сложный интерфейс управления

Сервисное обслуживание аппарата за время работы не требовалось.

По результатам клинического использования аппарата **Zisline MV350** можно сделать вывод, что данный аппарат может быть рекомендован в качестве оборудования для проведения респираторной терапии у новорожденных и детей более старшего возраста в отделениях реанимации.

Зав ОАР№1 Жукова О.П.

07.03.2023

