

Монитор оценки глубины анестезии МГА-06



Монитор оценки глубины анестезии (седации) МГА-06 предназначен для непрерывной оценки и мониторинга индекса активности мозга, получаемого на основе анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пациента во временной и частотной областях. При анализе ЭЭГ используется информация о типичных признаках воздействия разных групп анестетиков – видах угнетения ЭЭГ. В качестве входных данных используются ряд ключевых параметров, в том числе биспектр сигнала (BIS).

Применение МГА-06 позволяет свести к минимуму неблагоприятные последствия неадекватной седации, обеспечить оптимальный и предсказуемый уровень седации и более быстрый выход пациента из состояния наркоза.

Область применения:

анестезиология, включая послеоперационный период, реаниматология, интенсивная терапия, процедурная седация.

Категории пациентов:

- взрослые
- дети от 10 лет.

Описание комплектации:

Дисплей: 5"

Встроенный аккумулятор: 2 часа работы

Запись и просмотр основных параметров мониторинга:
за последние 72 часа

Использование стандартных ЭКГ электродов: наличие

Гарантийный период эксплуатации: 24 месяца.

от 395 000 р.*

* Рекомендованная цена поставки для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для формирования начальной максимальной цены контракта ТОЛЬКО после официального подтверждения состава поставки, набора комплектующих и аксессуаров.

Характеристики

Определение индекса активности головного мозга (AI)	0-100 %
Определение коэффициента подавления сигнала ЭЭГ (SR)	0-100 %
Определение уровня электромиографической составляющей в сигнале (EMG)	0-80 дБ
Определение уровня электромиографической составляющей индекса качества сигнала ЭЭГ (SQI)	0-100%
Индекс активности головного мозга в диапазоне (AI)	0-100%

Возможности дооснащения

Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	48 000 руб.
--	-------------

Контакты

Телефон
+7 343 304-60-50

Эл. почта
mail@treaton.ru

Treaton

Адрес
**620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, д. 33**